



#### SPS6102

### ÄNDERUNGS-KIT FÜR OB 2012 LINER

- OB-J Sekretbehälter aus Polypropylen, autoklavierbar, der aus einem Gefäß und einem Adapter besteht, der den Einsatz des LINER Serres-Einwegbeutels (nicht enthalten) ermöglicht
- Das Kit enthält 6 Serres-Einwegbeutel, inklusiv Deckel mit integriertem antibakteriellem Filter
- Silikonschlauch und Verbindung zum Absauggerät

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl