



**BOR87052**

## **PRO BAG**

- Praktische Transporttasche mit 5 Innentaschen mit Kristall, damit der Inhalt sichtbar ist
- Wasserdichtes und reißfestes PVC-Gewebe mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Dank ihrer Form und Polsterung ermöglicht sie die sichere Aufbewahrung, den Schutz und den Transport von medizinischem Material
- Abmessungen: ca. 40 x 26 x 12 cm
- Gewicht: ca. 1 kg

*DIR/QM – Rev. 01\_29/07/2025*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl