



FS-6540

ABSAUGGERÄT MANUELL

- 300 ml-Sekretbehälter
- Tragbarer, funktionaler und sicherer Sekretabsauger, der ausschließlich mit Handdruck betrieben wird und einen Unterdruck von bis zu 450 mbar erreicht
- Durch die Pistolenform kann das Gerät im Notfall auch nur mit einer Hand zum Absaugen bedient werden
- Abmessungen: ca. 22X8X18 (h) cm
- Gewicht: ca. 275 g
- Es handelt sich um ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt

DIR/QM – Rev. 01_20/01/2026

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl