



**BOR84064**

## **E-HOLSTER BLAU - KOMPLETT**

- E-Holster für Gurte, komplett
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Stoff, in der Farbe blau erhältlich
- Fünffach unterteilt, mit aufgesetzten Taschen für Handschuhe oder Schlauchbinden und für Pupillenleuchte
- Mit einer Gürtelschleife von circa 5,5 cm ausgestattet
- Abmessungen: circa 14x3x19 (h) cm
- Im E-Holster sind enthalten:
  - 1 Rettungsschere
  - 1 anatomische Pinzette
  - 1 Kocherklemme
  - 1 Pupillenleuchte
  - 1 Schlauchbinde

*DIR/QM – Rev. 02\_08/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl