



PAL32058

BEATMUNGSMASKE AUS SILIKON GRÖÖE 2

- Transparente autoklavierbare Beatmungsmaske mit Maskenwulst aus Silikon, schließt auf dem Gesicht luftdicht ab
- Durch den transparenten Körper kann der Patient während der Beatmung problemlos überwacht werden
- Größe: 2

DIR/QM – Rev. 02_30/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl