



**VAL40910**

## **NOTFALLTASCHE FÜR BEATMUNG SILIKONBEUT**

- Reanimationstasche wasser- und reißfestes Material, mit Tragegurt
- Beinhaltet:
  - Autoklavierbaren mehrweg Silikonbeatmungsbeutel
  - 2 Klarsicht Beatmungsmasken mit Silikonrand
  - Reservoir
  - Verbindungsschlauch für Sauerstoff
  - 5 Guedeltuben
- Größe: ca. 28x15x16h cm
- Gewicht: ca. 1Kg

*DIR/QM – Rev. 02\_30/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl