



VAL40910

REANIMATIONSTASCHE MIT SILIKONBEATMUNGSBEUTEL

- Reanimationstasche wasser- und reißfestes Material, mit Tragegurt
- Beinhaltet:
 - Autoklavierbaren mehrweg Silikonbeatmungsbeutel
 - 2 Klarsicht Beatmungsmasken mit Silikonrand
 - Reservoir
 - Verbindungsschlauch für Sauerstoff
 - 5 Guedeltuben
- Größe: ca. 28x15x16h cm
- Gewicht: ca. 1Kg

DIR/QM – Rev. 02_30/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl