



VAL40916

NOTFALLTASC.FÜR BEATM.EINWEG PVC-BEUTEL

- Reanimationstasche wasser- und reißfestes Material, mit Tragegurt
- Beinhaltet:
 - PVC Einweg-Beatmungsbeutel
 - 2 Klarsicht Beatmungsmasken
 - Reservoir
 - Verbindungsschlauch für Sauerstoff
 - 5 Guedeltuben
- Größe: ca. 28x15x16h cm
- Gewicht: ca. 1Kg

DIR/QM – Rev. 02_30/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl