



**PAL32110**

## **PÄDIATRISCHER BEATMUNGSBEUTEL AUS PVC OB**

- Einweg-Beatmungsbeutel für Kinder
- Aus PVC gefertigt
- Fassungsvermögen 500 mL
- Patientenventil mit drehbarem Anschluss um 360°
- Einstellbares Überdrucksicherheitsventil
- EG-Zertifikat der Klasse IIa

*DIR/QM – Rev. 02\_30/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl