



VAL40905

REANIMATIONSKOFFER ZUM EINMALGEBRAUCH "OB"

- Koffer aus ABS mit durchsichtigem Deckel und Wandhalterung mit:
 - 1 Einweg-Beatmungsbeutel aus PVC
 - 3 Einweg-Beatmungsmasken
 - 1 Reservoirbeutel und 1 Sauerstoffschlauch
 - 5 Guedeltubi
- Abmessungen: ca. 39,5x13,5x26 (h) cm
- Gewicht: ca. 2,2 kg

DIR/QM – Rev. 02_30/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl