



**VAL40905**

## **REANIMATIONSKOFFER ZUM EINMALGEBRAUCH "OB"**

- Koffer aus ABS mit durchsichtigem Deckel und Wandhalterung mit:
  - 1 Einweg-Beatmungsbeutel aus PVC
  - 3 Einweg-Beatmungsmasken
  - 1 Reservoirbeutel und 1 Sauerstoffschlauch
  - 5 Guedeltubi
- Abmessungen: ca. 39,5x13,5x26 (h) cm
- Gewicht: ca. 2,2 kg

*DIR/QM – Rev. 02\_30/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl