



TW8111

SILIKON BEATMUNGSBEUTEL ERWACHSENE KOMP.

- Beatmungsbeutel für Erwachsene aus Silikon, autoklavierbar bei 121 °C
- Fassungsvermögen: 1630 ml
- Patientenventil mit um 360° drehbarem Anschluss
- Einstellbares Sicherheitsventil für Überdruck
- Ausgestattet mit Maske Größe 5, Reservoir und Sauerstoffschlauch
- Medizinprodukt CE

DIR/QM – Rev. 01_26/11/2025

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl