



TW8131

SILIKON BEATMUNGSBEUTEL NEUGEBORENE

- Autoklavierbarer Beatmungsball aus Silikon für Säuglinge, bei 121 °C sterilisierbar
- Fassungsvermögen: 340 ml
- Patientenventil mit um 360° drehbarem Anschluss
- Einstellbares Sicherheitsventil für Überdruck
- Ausgestattet mit Maske Größe 1, Reservoir und Sauerstoffschlauch
- Medizinprodukt gemäß CE-Kennzeichnung

DIR/QM – Rev. 01_26/11/2025

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl