



**TW8131**

## **SILIKON BEATMUNGSBEUTEL NEUGEBORENE**

- Autoklavierbarer Beatmungsbeutel aus Silikon für Säuglinge, bei 121 °C sterilisierbar
- Fassungsvermögen: 340 ml
- Patientenventil mit um 360° drehbarem Anschluss
- Einstellbares Sicherheitsventil für Überdruck
- Ausgestattet mit Maske Größe 1, Reservoir und Sauerstoffschlauch
- Medizinprodukt gemäß CE-Kennzeichnung

*DIR/QM – Rev. 01\_26/11/2025*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl