



**TW8311**

## **PVC EINWEG-BEATMUNGSBEUTEL ERWACHSENE**

- Einweg-Beatmungsbeutel für Erwachsene aus PVC
- Fassungsvermögen: 1630 ml
- Patientenventil mit um 360° drehbarem Anschluss
- Einstellbares Sicherheitsventil für Überdruck
- Anschluss für PEEP-Ventil
- Ausgestattet mit Maske Größe 5, Reservoir und Sauerstoffschlauch
- Medizinisches Gerät CE

*DIR/QM – Rev. 01\_26/11/2025*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl