



TW8321

PVC EINWEG-BEATMUNGSBEUTEL KINDER KOMP.

- Einweg-Beatmungsbeutel für Kinder aus PVC
- Fassungsvermögen: 680 ml
- Patientenventil mit um 360° drehbarem Anschluss
- Einstellbares Sicherheitsventil für Überdruck
- Anschluss für PEEP-Ventil
- Ausgestattet mit Maske Größe 3, Reservoir und Sauerstoffschlauch
- Medizinisches Gerät mit CE-Kennzeichnung

DIR/QM – Rev. 01_26/11/2025

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl