



TW8331

PVC EINWEG-BEATMUNGSBEUTEL INFANT KOMP.

- Einweg-Beatmungsballon für Säuglinge aus PVC
- Fassungsvermögen: 340 ml
- Patientenventil mit um 360° drehbarem Anschluss
- Einstellbares Sicherheitsventil für Überdruck
- Anschluss für PEEP-Ventil
- Ausgestattet mit Maske Größe 1, Reservoir und Sauerstoffschlauch
- Medizinprodukt gemäß CE

DIR/QM – Rev. 01_26/11/2025

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl