



TW8342

BEATMUNGSMASKE

- Transparente Beatmungsmaske mit pneumatischem Rand
- Anpassbar an alle Beatmungsbeutel
- Ausgestattet mit:
 - Einweg-Einweg-Sicherheitsventil
 - Befestigungsgummiband
 - Anschlussstück für den Anschluss an eine Sauerstoffquelle
- Lieferung in einer praktischen Tasche
- Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung

DIR/QM – Rev. 01_26/11/2025

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl