



DIA100390

DRUCKINFUSIONSBEUTEL MIT MANOMETER OB*

- Druckinfusionsmanschette, befindet sich in einem Kunststoffbeutel
- Mit Druckmesser zur Überwachung der Infusion, kann über der Schulter getragen werden, Ablassventil für genaue Dosierung
- Für 500 ml-Beutel geeignet
- Die Messungen müssen im Rahmen der medizinischen Überwachung durchgeführt werden
- Medizinprodukt CE

DIR/QM - Rev. 02_02/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl