



DMV540B

OTHOSKOP KLEIN MIT KONVENTIONELLEM LICHT

- Hochwertiges blaues Otoskop für Tasche und Arzttasche
- Störungsfreie Sicht mit Fiber Optik Beleuchtung und Halogenlampe Xenon XHL 2,5 v
- Besteht aus leichtem robusten Kunststoff mit Metalleinsätzen, das Sichtfenster mit 3-fach Vergrößerung ist drehbar
- Zum besseren Halt ist der Griff mit Rillen versehen und für 2 AA-Baterien vorgesehen
- Das Aufsetzen des Spekulum ist schnell und stabil
- Wird in einem Etui mit zwei Serien von 4 wiederverwendbaren Spekula geliefert

DIR/QM – Rev. 02_04/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl