



**FS-01**

## **HÜLLE FÜR FINGER-PULSOXIMETER**

- Hülle für Pulsoximeter aus reißfestem, wasserdichtem Gewebe, Farbe schwarz
- Ausgestattet mit Schlaufe zur Befestigung am Gürtel
- Abmessungen: 7X5X4 CM ca.
- Gewicht: 10 G

*DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl