



FS-01

HÜLLE FÜR FINGER-PULSOXIMETER

- Hülle für Pulsoximeter aus reißfestem, wasserdichtem Gewebe, Farbe schwarz
- Ausgestattet mit Schlaufe zur Befestigung am Gürtel
- Abmessungen: 7X5X4 CM ca.
- Gewicht: 10 G

DIR/QM – Rev. 02_04/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl