



## OMM2EC

### AUTOMATISCHES BLUTDRUCKMESSGERÄT OMRON M2

- Digitales automatisches Blutdruckmessgerät
- Kompakt, vollautomatisch, einfach und schnell
- Misst Blutdruck und Pulsfrequenz
- Technik „IntelliSense“ für das bequeme, kontrollierte Aufpumpen
- Erkennt das Auftreten von unregelmäßigen Herzschlägen
- Speicher für 30 Messergebnisse
- Digitale LCD-Anzeige
- Armmanschettenumfang: 22-32 cm
- Stromquelle: 4 AA-Batterien 1,5 V (enthalten)
- Inhalt: Messgerät, Armmanschette, Gebrauchsanweisung, Aufbewahrungsbehälter, Batteriesatz, Blutdruckpass

DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl