



**TER174**

## **FIEBERMESSER QUECKSILBERFREI**

- Fieberthermometer ohne Quecksilber für die Messung der Körpertemperatur
- Die verwendete Flüssigkeit ist eine Legierung aus "Gallium / Indium", völlig ungiftig und umweltfreundlich
- Messbereich: 35-42 ° C, Genauigkeit: 0,10 ° C
- Abmessungen: 125x12x8 mm ca.
- EG-Medizinprodukt
- Messungen müssen im Rahmen der medizinischen Überwachung durchgeführt werden

*DIR/QM - Rev. 02\_04/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl