



## FS20C

### FINGERPULSOXIMETER ERWACHSENE

- Gerät zur Messung der Blutsättigung
- Kompakt und leicht
- LED Farbdisplay
- Zeigt die Sauerstoffsättigung (SpO2) und die Herzfrequenz an
- Anzeige des Batteriestatus
- 2 AAA-Batterien enthalten
- Abmessungen: ca. 58x33x36 mm
- Maximales Gewicht: 60 g (mit Batterien)
- Medizinprodukt mit CE-Zertifizierung
- Auf die Messungen müssen weitere spezifische ärztliche Untersuchungen folgen

DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl