



**HS201C1**

## **BLUTDRUCKMESSGERÄT**

- Blutdruckmessgerät schwarz mit Manschette
- Großes Manometer mit Skala bis zu 300 mm/Hg
- Nylonmanschette mit Klettverschluss für schnelle Anwendung
- Aufblaswulst mit Druckregulierventil
- Messgenauigkeit:  $\pm 3$  mmHg
- Praktische Schutz- und Transporttasche
- Medizinisches Gerät CE

*DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl