



HS201C1

BLUTDRUCKMESSGERÄT

- Blutdruckmessgerät schwarz mit Manschette
- Großes Manometer mit Skala bis zu 300 mm/Hg
- Nylonmanschette mit Klettverschluss für schnelle Anwendung
- Aufblaswulst mit Druckreguliertventil
- Messgenauigkeit: ± 3 mmHg
- Praktische Schutz- und Transporttasche
- Medizinisches Gerät CE

DIR/QM – Rev. 02_04/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl