



## HS2000

### ANEROID-BLUTDRUCKMESSGERÄT STANDARD BLAU

- Standard-Aneroid-Blutdruckmessgerät
- Manometer mit Skala bis zu 300 mm/Hg
- Verschiedene und exklusive Zifferblattfarben: rot, schwarz. Rot zur sofortigen Erkennung von Hypo-/Hypertoniezuständen
- Blaue Nylonmanschette mit Klettverschluss
- Separater Aufblaswulst, Ventil mit Feineinstellung
- Geliefert mit Tragetasche und Schutz
- Medizinisches Gerät CE
- Die Messungen müssen unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden

DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl