



**HS-201Q1**

## **BLUTDRUCKMESSGERÄT PROFESSIONAL I**

- Professionelles Blutdruckmessgerät mit 1 Schlauch
- Großer Druckmesser mit einer Maß-Skala bis zu 300 mm/Hg (70 mm Durchmesser)
- Manschette mit Klettverschluss
- Ablassventil mit Feineinstellung oder mit Knopf für schnelles Ablassen
- Der Druckmesser kann gedreht werden, so kann er von Rechts- und Linkshändern benutzt werden
- Mit praktischer Tragetasche und Schutzhülle erhältlich
- CODE CND V0399
- Es ist ein CE-Medizinprodukt
- Es sollte von geschultem oder medizinischem Personal verwendet werden

*DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl