



HS-401F

DIAGNOSTISCHER STIFT

- Heller Diagnosestift mit weißem Licht
- Hergestellt aus Kunststoffmaterial
- Schaltet sich durch Drücken des Taschenclips ein
- Funktioniert mit 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Wird in einer Einzelverpackung geliefert

DIR/QM - Rev. 02_04/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl