



32566

## DUAL STETHOSKOP TRAD ROT

- Traditionelle Serie aus Aluminium, leicht und latexfrei
- Ohrbügel aus Messing und Anti-Kälteschauer-Bruststück
- Membran Ø 43,5 mm
- Trichterseite Ø 30 mm
- Schlauch: Länge 62 cm, Innen-Ø 4 mm, Außen-Ø 8 mm
- Farbe: rot
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MDR 2017/745

DIR/QM – Rev. 02\_02/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl