



**32559**

## **PÄDIATRISCHES STETHOSKOP HELLBLAU**

- Traditionelle Serie aus Aluminium, leicht und latexfrei. Pädiatrie.
- Ohrbügel aus Messing und Anti-Kälteschauer-Bruststück
- Membran Ø 35 mm
- Schlauch: Länge 62 cm, Innen-Ø 4 mm, Außen-Ø 8 mm
- Farbe: hellblau
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MDR 2017/745

*DIR/QM – Rev. 02\_02/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl