



32557

PÄDIATRISCHES STETHOSKOP TRAD ROSA

- Traditionelle Serie aus Aluminium, leicht und latexfrei. Pädiatrie.
- Ohrbügel aus Messing und Anti-Kälteschauer-Bruststück
- Membran Ø 35 mm
- Schlauch: Länge 62 cm, Innen-Ø 4 mm, Außen-Ø 8 mm
- Farbe: rosa
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MDR 2017/745

DIR/QM – Rev. 02_02/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl