



## HS-50A

## **BLUTDRUCKMESSGERÄT MIT STETHOSKOP**

- Kit bestehend aus Blutdruckmessgerät und Stethoskop
- Klassisches Blutdruckmessgerät mit Nylonmanschette, Klettverschluss, Latexbirne mit Chromventil und abnehmbarem Manometer, das an der Manschette befestigt werden kann.
- Verchromtes Entlüftungsventil, regulierbares Schraubventil zur Luftentlassung.
- Skala mit Einteilung alle 2 mmHg, von 0 bis 300 mmHg.
- Manuelle Einstellung der Luftabgabe von 260 mmHg bis 15 mmHg möglich.
- Fließender Nullpunkt (Zeiger hat keinen Haltepunkt, sondern pendelt frei)
- Geliefert in einer weichen Kunstledertasche mit Reißverschluss, in einem Karton.
- Farbe: schwarz
- CE-Medizinprodukt

DIR/CEO - Rev. 02\_04/11/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl