



## HS-201X

### BLUTDRUCKMESSGERÄT AUS ABS WHITE

- Hand-Blutdruckmessgerät aus weißem ABS
- Sehr leichtes Medizinprodukt (ca. 250 g) und einfach verwendbar
- Großes Zifferblatt mit Skala bis 300 mm/Hg
- Nylonarmband mit Klettverschluss für schnelles Anlegen
- Messgenauigkeit:  $\pm 3$  mm/Hg bei durchgeführter Messung
- Praktische Schutz- und Transporttasche
- CE-medizinisches Gerät in der Klasse Im
- Importiert und vertrieben von Boscarol Emergency Systems

DIR/CEO – Rev. 02\_04/11/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl