



#### HS-GF-301

### HANDBLUTDRUCKMESSGERÄT + 3 MANSCHETTEN

- Professionelles Blutdruckmessgerät
- Großer Druckmesser mit einer Maß-Skala bis zu 300 mm/Hg
- Mit 3 Manschetten
- Kindermanschette Abmessungen range 18,4-26,7cm
- Erwachsenenmanschette Abmessungen range 25,4-40,6cm
- Manschette für Übergewichtige Abmessungen range 33,3-51cm
- Mit Tragetasche und Schutzhülle erhältlich

DIR/CEO – Rev. 02\_04/11/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl