



3001003

BLUTDRUCKMESSGERÄT MIT STETHOSKOP

- Kit bestehend aus Blutdruckmessgerät und Stethoskop
- Klassisches Blutdruckmessgerät mit Nylonmanschette, Klettverschluss, Latexbirne mit Chromventil und abnehmbarem Manometer, das an der Manschette befestigt werden kann.
- Verchromtes Entlüftungsventil, regulierbares Schraubventil zur Luftentlassung.
- Skala mit Einteilung alle 2 mmHg, von 0 bis 300 mmHg.
- Manuelle Einstellung der Luftabgabe von 260 mmHg bis 15 mmHg möglich.
- Entleerungszeit max. 10 sec.
- Fließender Nullpunkt (Zeiger hat keinen Haltepunkt, sondern pendelt frei)
- Geliefert in einer weichen Kunstledertasche mit Reißverschluss, in einem Karton.
- Farbe: schwarz

DIR/QM – Rev. 01_12/03/2026

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl