



TR100401

T-TOUCH INFRARED-THERMOMETER

- Kontakt-IR-Technologie
- Sofortige und automatische Temperaturmessung durch Auflegen des Thermometers auf die Stirn.
- Sichtbare Fieberanzeige durch farbige LED und akustischen Alarm
- Speicherung von bis zu 20 Ergebnissen zur Vereinfachung der Überwachung
- Stromversorgung durch nicht wiederaufladbare Batterie vom Typ PC 2032 (1 Stück)
- Automatische Abschaltung
- Die Batterielebensdauer beträgt ca. 1200 Anwendungen
- Komplett mit Schutzhülle
- Abmessungen: 2,5 x 4 cm

DIR/QM – Rev. 01_13/03/2026

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl