



02SF1853EASYICE

SOFORTIGES EIS IN TNT

- TNT Einweg-Eisbeutel für die Kältetherapie mit kontrollierter Temperatur von 0° C für ca. 30 Minuten
- Ermöglicht die sofortige und direkte Anwendung und beugt Schwellungen und Blutergüssen vor
- Stoppt kleine Blutungen und lindert den Schmerz erheblich
- Unbegrenzt lagerfähig bei Raumtemperatur
- Beutel aus TNT
- Abmessungen: ca. 13,5x17cm
- Packung mit 25 Stück

DIR/QM - Rev. 02_24/09/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl