



1002001

## DRUCKVERBAND

- Druckverband für Verletzungen und blutende Wunden
- Die Blutstillung der Wunde ist dank des ausgeübten Drucks des elastischen Druckverbands auf den Tupfer garantiert
- Durch die Wundauflage wird nicht nur die Blutung gestillt, sondern es kann auch kein Blut austreten
- Steril verpackt erhältlich
- Abmessungen: 300x8 cm

DIR/QM – Rev. 02\_25/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl