



**2009068**

## **KONTAMED ENTSORGUNGSBOX KLEIN**

- Kleine Kanülen-Entsorgungsbox speziell für Notfalltaschen und -koffer
- Aus robustem Kunststoff in der Farbe gelb
- Mit Sicherheitsverschluss
- Abmessungen: ca. 45x115 (h) mm

*DIR/QM – Rev. 02\_25/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl