



## 220000066910

## ABSAUGVENTIL TYP HEIMLICH

- Heimlich-Ventil für Thorax Drainage mit der Manschette im Form des "Entenschnabels" (Rückschlagventil)
- Verhindert den Rückfluss und erlaubt Drainage ohne zu klemmen
- Ist direkt zum Pleura-Drain oder Thorax-Drain des Patienten angeschlossen (für Erwachsene und Kinder) oder indirekt durch einen Anschluss und eine Verlängerung für Neugeborene
- Grafische Darstellung des Produktes

DIR/QM - Rev. 02\_25/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl