





## 250.200

## **PLEURA THORAX SET**

- Komplettes Set enthält:
- Sekretbeutel 2,0 L mit Rückschlagventil, Grundabsperrhahn und Dreiweg-Absperrhahn (fest)
- Transfusionsschlauch Luer-Lock (nicht abschraubbar/abtrennbar)
- Punktionskanülen Durchmesser 2 mm; Länge des Nadelstichs: 75 mm
- Spritze Luer-Lock 50 ml
- Sterile Doppelpackung mit Abreißöffnung

DIR/QM - Rev. 02\_25/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl