



370

ELASTISCHER VERBAND SELBSTHAFTEND 400x4 CM

- Elastischer Verband selbsthaftend, leicht und weich
- Ist selbsthaftend dank der Naturkautschuklatex-Mikropartikel
- Klebt nicht an der Haut und ist gut luftdurchlässig
- Abmessungen: ca. 400x4 cm.

DIR/QM – Rev. 02_27/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl