



**50AC2S16**

## **VENENVERWEILKANÜLEN G16 GRAU**

VENENVERWEILKANÜLE G16 GRAU

- 2 Wege-Venenverweilkanüle aus FEP mit Injektionsventil und biegsamen Flügeln
- Komplikationsloser Gebrauch mit sehr guter Verweildauer auf der Haut
- Steril, zum Einweggebrauch, atoxisch, röntgenpositiv, apyrogen
- Abmessungen: 16G x 45 mm - grau
- CODE CND A010199

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl