



**50AC2S18**

## **VENENVERWEILKANÜLEN G18 GR?N**

VENENVERWEILKANÜLE G18 GRÜN

- 2 Wege-Venenverweilkanüle aus FEP mit Injektionsventil und biegsamen Flügeln
- Komplikationsloser Gebrauch mit sehr guter Verweildauer auf der Haut
- Steril, zum Einweggebrauch, atoxisch, röntgenpositiv, apyrogen
- Abmessungen: 18G x 45 mm - grün
- CODE CND A010199

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl