



**50AC2S22**

## **VENENVERWEILKANÜLEN G22 BLAU**

VENENVERWEILKANÜLE G22 BLAU

- 2 Wege-Venenverweilkanüle aus FEP mit Injektionsventil und biegsamen Flügeln
- Komplikationsloser Gebrauch mit sehr guter Verweildauer auf der Haut
- Steril, zum Einweggebrauch, atoxisch, röntgenpositiv, apyrogen
- Abmessungen: 22G x 25 mm - hellblau
- CODE CND A010199

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl