



62000

## VERBANDSPÄCKCHEN D.I.N. GRÖSSE S

- Verbandspäckchen steril DIN Norm 13151 – Größe S
- Besteht aus einem Verband und einer Mullkomresse, sofort einsatzbereit
- Hypoallergen und atmungsaktiv
- Hohe Saugfähigkeit
- Maße: 6x8 cm
- Länge des Verbandes: 4 m

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl