



62001

## VERBANDSPÄCKCHEN D.I.N. GRÖSSE M

- Verbandspäckchen steril DIN Norm 13151 – Größe M
- Besteht aus einem Verband und einer Mullkompressse, sofort einsatzbereit
- Hypoallergen und atmungsaktiv
- Hohe Saugfähigkeit
- Maße: 8x10 cm
- Länge des Verbandes: 4 m

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl