



## 63052

## VERBANDPÄCKCHEN ALUMINIUM G

- ALUmed die neue sterile Behandlung von Wunden und Brandwunden: Verbandsmaterial G
- Hypoallergen, atmungsaktiv, antibakteriell, weich und mit hoher Saugfähigkeit, aber geringer Haftkraft
- Bestehend aus einer Aluminiumschicht und einer Gazeschicht mit hoher Saugfähigkeit, welche das Infektionsrisiko erheblich senkt
- Durch die Aluminiumfolie, in direktem Kontakt mit der Wunde oder der Brandwunde, werden Transsudat oder Blut abgesondert, ohne dass die Aluminiumschicht mit der Wunde in Berührung kommt
- Fördert die Epithelisierung und die Bildung von Narbengewebe
- Dank der hohen Saugfähigkeit, jedoch nicht Haftkraft, wird die Wundversorgung erleichtert

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl